

■ AQ-SCOPE Soil用 土壤りん酸分析スターターキット 内容物一覧 ■

|  |   |                                   |   |
|--|---|-----------------------------------|---|
| <p>シール</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・QRコードシール 7枚</li> <li>・りん酸抽出液用シール 1枚</li> <li>・希釈液用シール 1枚</li> </ul> |    | <p>りん酸 抽出液 (250ml)</p> <p>1本</p>  |    |
| <p>チャック付き袋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土壌採取用 5枚</li> <li>・廃液用 1枚</li> </ul>                            |    | <p>希釈液 (250ml)</p> <p>1本</p>      |    |
| <p>抽出液用ポリ容器(50ml)</p> <p>5本</p>  |    | <p>希釈液用ポリ容器(25ml)</p> <p>5本</p>   |    |
| <p>シリンジ(1ml)</p> <p>5本</p>   |    | <p>シリンジ(5ml)</p> <p>5本</p>        |    |
| <p>プラスチック針</p> <p>5本</p>   |   | <p>シリンジフィルタ(0.22mm)</p> <p>5個</p> |   |
| <p>パケットテスト WAK-PO4(D)</p> <p>1パック</p>  |  | <p>廃液用の凝固剤</p> <p>2パック</p>        |  |
| <p>パケットテスト色見本</p> <p>1枚</p>  |  | <p>計量スプーン(1ml)</p> <p>1本</p>      |  |
| <p>パケットテスト用穴あけ</p> <p>1本</p>   |  | <p>計量スプーン(1.25ml)</p> <p>1本</p>   |  |
| <p>パケットテスト用スタンド</p> <p>1個</p>  |  | <p>洗浄瓶(250ml)</p> <p>2個</p>       |  |
| <p>スターターキット<br/>用品収納ケース</p> <p>1個</p>  |  |                                   |   |